

Elettrodi per adulti Heart On A10 Mediana



Gli elettrodi per adulti con codice E-A10 sono specifici per il modello HeartOn A10 e non sono interscambiabili con le piastre del modello HeartOn A15.

Le placche hanno una durata di circa 24 mesi.

Specifiche tecniche:

Tipo: Elettrodi di mediana

Materiale: Gel conduttivo ipoallergenico

Adesivo: Biocompatibile e resistente

Utilizzo: Monouso

Compatibilità: Apparecchiature standard

Adatto per modello Mediana HeartOn A10

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti Adulti

Peso 1 kgs

Elettrodi per la defibrillazione modello HeartOn A10