

Elettrodi per adulti (non preconnessi) Schiller FRED Easy



Schiller FRED easy elettrodi per adulti (non preconnessi) con un'età superiore agli 8 anni o con un peso superiore ai 25 kg. Gli elettrodi sono monouso.

Caratteristiche ed applicazione delle piastre

Autoadesive

Durata circa 2 anni

Conservazione a temperature tra 0°C e 50°C

Applicazione delle piastre:

Le piastre possono essere utilizzate su adulti e su bambini con un'età superiore agli 8 anni o un peso superiore ai 25 kg.

Per bambini con un'età inferiore agli 8 anni o un peso inferiore ai 25 kg esistono piastre pediatriche apposite. Una volta connesse queste placche, il defibrillatore passerà automaticamente al protocollo per la rianimazione pediatrica e si riduce la quantità di Joule.

Specifiche

Adatto per modello Schiller FRED Easy

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti Adulti

Peso 1 kgs

Le piastre Schiller FRED Easy hanno una durata di circa due anni.

Adatte per i seguenti modelli:

Schiller FRED Easy

Schiller Defigard 6002

Schiller Defigard 5000

Schiller Defigard 4000

Schiller Skity

Schiller OBLS300

Schiller OBLS300A

Piastre adatte per pazienti adulti.

Questi elettrodi non possono essere preconnessi

Attenzione: I connettori del FRED easy e del FRED easyport sono diversi tra loro.