

Elettrocardiografo FUKUDA FX- 8200



FX-8200 è un elettrocardiografo avanzato per la registrazione dell'ECG a 12 derivazioni, progettato per offrire un'elevata precisione diagnostica grazie a un hardware e un software di nuova generazione.

Registrazione ECG a 12 derivazioni

L'FX-8200 acquisisce e stampa tracciati ECG su carta termica da 110 mm, offrendo misurazioni estremamente accurate grazie all'ultima tecnologia integrata.

Formati di stampa personalizzabili

L'operatore può scegliere diversi formati di stampa tra 3 o 6 canali. In modalità automatica è disponibile anche il formato 3 canali + 1 derivazione ritmo. Sono selezionabili inoltre il report delle misurazioni e, opzionalmente, il report di analisi ECG.

Analisi dell'intervallo R-R

La funzione standard di trendgraph R-R consente l'analisi fino a 5 minuti dell'intervallo R-R su una derivazione selezionata. I risultati vengono stampati e possono essere utilizzati per

valutare squilibri del sistema nervoso autonomo.

Memoria interna

L'FX-8200 è dotato di una memoria interna per fino a 500 esami. I tracciati ECG possono essere consultati e ristampati in qualsiasi momento. È possibile anche stampare un elenco dati.

Analisi ECG e delle aritmie (opzionale)

Con il software opzionale FP-809, l'FX-8200 può eseguire analisi avanzate di ECG e aritmie. Grazie all'esperienza di Fukuda nella progettazione di software diagnostici, questa versione offre una precisione ancora maggiore nell'analisi clinica.

Porte di comunicazione e compatibilità

Sono presenti 2 porte USB per espandere la memoria o collegare un lettore di codici a barre, oltre a una porta di rete per la comunicazione bidirezionale con il sistema di gestione dati (EFS-250).

Funzionamento a batteria (opzionale)

È disponibile una batteria integrata opzionale che consente l'uso dell'elettrocardiografo per circa 2 ore senza alimentazione elettrica.

Display LCD a colori da 7"

Lo schermo LCD da 7" mostra in tempo reale fino a 12 derivazioni contemporaneamente. Visualizza tracciati, frequenza cardiaca, ID paziente e impostazioni dell'apparecchio, garantendo un controllo completo prima della stampa.

Interfaccia touch screen intuitiva

L'interfaccia è progettata per la massima semplicità: solo le funzioni rilevanti vengono mostrate sullo schermo. Icone intuitive permettono di accedere rapidamente alle funzioni disponibili, incluso un tastierino alfanumerico virtuale per inserimento dati paziente.

FX-8200: lo strumento ideale per strutture mediche che cercano affidabilità, precisione e facilità d'uso nella diagnostica cardiologica.

Elettrocardiografo FUKUDA FX- 8200 digitale 3-6 canali a 12 derivazioni dotato di display touch screen ad alta risoluzione a colori da 7 pollici per la visualizzazione dei parametri di registrazione e della frequenza cardiaca. Con registrazione ECG a 12 derivazioni, schermo LCD a colori da 7",

analisi aritmie, memoria interna fino a 500 esami, funzionamento a batteria e porta USB.