

Lettino da Visita in Acciaio Inox Gima 44460 - Schienale Regolabile, Portata 175 kg



Lettino da Visita in Acciaio Inox Gima 44460 - Schienale Regolabile, Portata 175 kg

Il lettino da visita in acciaio inox Gima 44460 è la soluzione ideale per studi medici, ambulatori, centri specialistici e strutture sanitarie che richiedono resistenza, igiene e affidabilità. Realizzato con struttura in acciaio inossidabile, garantisce elevata stabilità e lunga durata nel tempo, anche in caso di utilizzo intensivo.

Il piano imbottito assicura comfort al paziente durante visite, medicazioni e trattamenti diagnostici. Lo schienale è regolabile manualmente tramite sistema di sollevamento, permettendo di adattare rapidamente l'inclinazione alle esigenze cliniche. Con dimensioni di 190 x 60 x 68 cm e una portata massima di 175 kg, questo lettino ambulatoriale offre solidità e sicurezza in ogni contesto operativo.

La superficie è facilmente sanificabile e progettata per mantenere elevati standard igienici, requisito fondamentale negli ambienti sanitari. Il design essenziale e professionale si integra perfettamente in qualsiasi ambulatorio medico.

Dispositivo medico conforme alle normative vigenti, coperto da garanzia standard Gima 12 mesi.

FAQ - Domande e Risposte

Qual è la portata massima del lettino?

Il lettino supporta un peso massimo di 175 kg.

Lo schienale è regolabile?

Sì, è dotato di sistema manuale di sollevamento con inclinazione regolabile.

Quali sono le dimensioni del lettino?

Lunghezza 190 cm, larghezza 60 cm, altezza 68 cm.

Il lettino è facile da sanificare?

Sì, la struttura in acciaio inox e la superficie del piano sono facilmente igienizzabili.

È adatto per studi medici e ambulatori?

Sì, è progettato specificamente per uso professionale in ambito sanitario.

Lettino da visita in acciaio inox Gima 44460 con schienale regolabile, portata 175 kg.
Ideale per ambulatori e studi medici professionali.