

Lettino da Visita in Acciaio Nero - Schienale Regolabile - Portata 150 kg



Letto ad uno snodo e due sezioni per visita medica. Colore nero

Disponibile nelle versione larghezza 60cm

Solida struttura in tubolari d'acciaio verniciato bianco bucciato, 30x30mm spessore 3 mm,
Schienale reclinabile fino a 70°,

Verniciatura realizzata a forno 200°C con vernice antigraffio con polveri in epossipoliestere.

Peso Max sostenibile 150 Kg

FAQ - Domande e Risposte

Qual è la portata massima del lettino?

Il lettino supporta un peso massimo di 150 kg.

Lo schienale è regolabile?

Sì, è dotato di sistema manuale di sollevamento con inclinazione regolabile.

Quali sono le dimensioni del lettino?

Lunghezza 195 cm, larghezza 60 cm, altezza 72cm.

Il lettino è facile da sanificare?

Sì, la struttura in acciaio inox e la superficie del piano sono facilmente igienizzabili.

È adatto per studi medici e ambulatori?

Sì, è progettato specificamente per uso professionale in ambito sanitario.

Lettino da Visita in Acciaio - KartMed - Schienale Regolabile - Portata 150 kg

Ideale per ambulatori e studi medici professionali.