

## **Fascia ECG AllBrand LevMed per ECG a riposo a 12 derivazioni**



**Nuova fascia ECG AllBrand™ LevMed per ECG a riposo a 12 derivazioni che consente di evitare l'apposizione degli elettrodi precordiali sul paziente.**

Fornita con 6 adattatori a bottone per cavo ecg con terminale a banana 4 mm e 4 pinze periferiche (cavo non incluso).

Gli elettrodi (precordiali) sono già presenti sulla fascia e, una volta applicata al paziente, sono già in posizione pronti alla rilevazione.

- Si può connettere a qualunque cavo paziente grazie ai 6 connettori femmina a banana.
- Dotato di fermi sagomati per una presa sicura sul paziente
- Supporta gli ECG a 12 derivazioni

Non viene fornita di cavo paziente.

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **Serve il cavo ECG?**

*Sì, il cavo paziente non è incluso e va utilizzato separatamente.*

### **È compatibile con tutti gli ECG?**

*È compatibile con molti modelli grazie ai connettori standard a banana.*

### **Riduce davvero i tempi?**

*Sì, permette un posizionamento rapido rispetto agli elettrodi tradizionali.*

### **È riutilizzabile?**

*Sì, è progettata per uso ripetuto secondo le indicazioni del produttore.*

### **È adatta a tutti i pazienti?**

*Sì, si adatta a diverse corporature.*

---

## **TUTORIAL**

Fascia ECG AllBrand LevMed per ECG a 12 derivazioni.

Posizionamento rapido e preciso degli elettrodi precordiali.

Ideale per ambulatori e uso professionale.