

DERMATOSCOPIO A LED POLARIZZATI+BIANCHI MIC Wi-Fi & USB 5Mpixel con software di base



Dermatoscopio a LED con illuminazione polarizzata e luce bianca, dotato di connettività Wi-Fi e USB. Dispone di fotocamera da 5 megapixel ed è fornito con software di base per l'acquisizione e la gestione delle immagini. Dispositivo medico di classe I, codice prodotto 32178, venduto in unità singola.

Dermatoscopio a LED con illuminazione polarizzata e luce bianca, dotato di connettività Wi-Fi e USB.