

DEAMBULATORE MOVIGO - portata max. 165 kg - blu anodizzato



Deambulatore Movigo pieghevole in alluminio anodizzato - portata max 165 kg

Il deambulatore Movigo è un ausilio ortopedico professionale progettato per offrire supporto, stabilità e sicurezza durante la deambulazione quotidiana. Realizzato in alluminio anodizzato leggero e resistente, garantisce un'elevata robustezza con una portata massima fino a 165 kg, risultando ideale per pazienti anziani, persone con difficoltà motorie o in fase di riabilitazione.

La struttura pieghevole consente un utilizzo pratico sia in ambiente domestico che sanitario, facilitando trasporto e stoccaggio. I puntali antiscivolo assicurano maggiore aderenza al pavimento, migliorando la stabilità durante gli spostamenti. Il design ergonomico permette una presa confortevole e sicura, contribuendo a ridurre il rischio di cadute e affaticamento.

Questo deambulatore medico è indicato per strutture ospedaliere, RSA, centri di fisioterapia e utilizzo domiciliare. Dispositivo medico di Classe I conforme agli standard per l'assistenza

alla mobilità.

FAQ - Domande e Risposte

Il deambulatore è pieghevole?

Sì, la struttura è pieghevole per facilitarne trasporto e conservazione.

Qual è la portata massima supportata?

Il deambulatore supporta fino a 165 kg.

È adatto per anziani?

Sì, è pensato per anziani e persone con ridotta capacità motoria.

I piedini sono antiscivolo?

Sì, i puntali garantiscono maggiore stabilità e sicurezza.

Può essere usato in casa?

Sì, è ideale sia per uso domestico che professionale.

Deambulatore Movigo pieghevole in alluminio anodizzato con portata fino a 165 kg. Ausilio medico stabile e leggero per anziani e riabilitazione