

## CREMA PER USO TOPICO DIATER 150 ml - acido ialuronico



Crema per uso topico Diater all'acido ialuronico 150 ml

La crema topica Diater all'acido ialuronico è formulata per favorire l'idratazione e il benessere della pelle, contribuendo a mantenere elasticità e protezione cutanea. Grazie alla presenza di acido ialuronico, aiuta a contrastare secchezza e irritazioni, creando un effetto emolliente e lenitivo ideale per pelli sensibili o stressate.

La texture morbida e facilmente assorbibile permette un'applicazione pratica e confortevole, senza ungere la pelle. Indicata per uso quotidiano, può essere utilizzata come supporto cosmetico in presenza di arrossamenti, pelle secca, screpolature o dopo trattamenti estetici e fisioterapici che richiedono un'azione idratante e protettiva.

Il formato da 150 ml rende questa crema adatta sia all'uso professionale in ambulatori, centri fisioterapici e studi estetici, sia all'utilizzo domiciliare. Formula delicata adatta a trattamenti topici frequenti.

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **A cosa serve la crema Diater?**

*È indicata per idratare, proteggere e mantenere elastica la pelle.*

### **Contiene acido ialuronico?**

*Sì, la formula è arricchita con acido ialuronico ad azione idratante.*

### **La crema unge la pelle?**

*No, si assorbe facilmente lasciando la pelle morbida.*

### **Può essere usata quotidianamente?**

*Sì, è adatta all'utilizzo frequente e quotidiano.*

### **È adatta per pelle secca e sensibile?**

*Sì, la formula è pensata per offrire comfort e idratazione anche alle pelli delicate.*

Crema topica Diater all'acido ialuronico 150 ml ideale per idratare, proteggere e lenire la pelle secca e sensibile. Uso professionale e domiciliare.