

MISURATORE PRESSIONE iHEALTH NEO BP5S da braccio



SFIGMOMANOMETRO DA BRACCIO iHEALTH NEO BP5s - con display - misuratore pressione sanguigna clinicamente validato - ampio schermo retroilluminato facile da leggere - misurazione della pressione sanguigna (sistolica, diastolica) e della frequenza cardiaca (battiti al minuto) - rilevazione aritmia - utenti multipli e memorie illimitate - visualizzazione storico dati e classificazione OMS Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, NL.

Connessione: Bluetooth 4.0 Dimensioni: 135x55x12 mm Dimensioni schermo: 30,4x27,8 mm Circonferenza bracciale: 22-42 cm Metodo di misurazione: Oscillometrico, con gonfiaggio e sgonfiaggio automatici Alimentazione: CC: 5 V, 1,0 A, batteria Li-ion 3,7 V Intervallo: Sis: 60-260 mmHg ± 3 mmHg Dia: 40-199 mmHg ± 3 mmHg Pulsazioni: 40-180 bpm