

MISURATORE PRESSIONE iHEALTH TRACK da braccio



MISURATORE DI PRESSIONE DA BRACCIO iHEALTH TRACK - misuratore pressione sanguigna clinicamente validato (ESH) - pressione sistolica, diastolica e frequenza cardiaca (battiti al minuto) - valutazione delle misurazioni come raccomandato dall'OMS - rilevazione aritmia - display con colore variante - facile da usare e comodo - 60 memorie - con un solo clic, salva tutte le rilevazioni nell'account sulla App MyVitals Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, NL.

Connessione: Bluetooth 4.0 Dimensioni: 98x98x46 mm Circonferenza bracciale: 22-42 cm Peso: 438 g (inclusi bracciale + batterie) Metodo di misurazione: Oscillometrico, con gonfiaggio e sgonfiaggio automatici Alimentazione: 4 batterie AAA 1,5 V Durata batterie: 250 misurazioni Intervallo: Sis: 60-260 mmHg, Dia: 40-199 mmHg Intervallo pulsazioni: 40-180 bts/min