

MISURATORE PRESSIONE iHEALTH BP5 da braccio



- dispositivo clinicamente testato
- rilevazione della pressione sanguigna (sistolica, diastolica) e del battito cardiaco (numero di battiti al minuto)
- rilevazione di aritmia
- utilizzatori multipli e memorie illimitate
- visualizzazione storico dati e classificazione WHO
- Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, NL.

- Connessione Bluetooth 3.0
- Dimensioni: 145x58x30 mm
- Circonferenza bracciale: 22-42 cm
- Metodo di misurazione: Oscillometrico, con inflazione e deflazione automatiche
- Alimentazione: DC: 5 V, 1,0 A, 1x3,7 V, batteria Li-ion
- Campo:

- Sis: 60-260 mmHg \pm 3 mmHg
- Dia: 40-199 mmHg \pm 3 mmHg
- Battito: 40-180 bpm