

MISURATORE PRESSIONE iHEALTH VIEW BP7S da polso con display



SFIGMOMANOMETRO DA POLSO iHEALTH VIEW BP7s - con display - misuratore pressione sanguigna clinicamente validato - ampio schermo retroilluminato facile da leggere - misurazione della pressione sanguigna (sistolica, diastolica) e della frequenza cardiaca (battiti al minuto) - rilevazione aritmia - sensore della posizione sul polso per misurazioni ottimali - valutazione delle misurazioni come raccomandato dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, NL. Tecnologia Motions Sensor: le rilevazioni non vengono effettuate se lo sfigmo non è posizionato correttamente

Connessione: Bluetooth 4.0 Dimensioni: 72x74x17,6 mm Dimensioni schermo: 44x26 mm Circonferenza bracciale: 13,5-22 cm Metodo di misurazione: Oscillometrico, con gonfiaggio e sgonfiaggio automatici Alimentazione: CC: 5 V, 1,0 A, batteria Li-ion 3,7 V, 400 mAh Intervallo: Sis: 60-260 mmHg Dia: 40-199 mmHg Pulsazioni: 40-180 bpm Peso: 120 g