

ULTRASUONOTERAPIA POWERSONIC - I-TECH



Powersonic è il nuovo dispositivo medico ad ultrasuoni che funziona sia a batteria, sia alimentato a rete.

È ideale per trattare patologie a carico del sistema muscolo-scheletrico, al fine di garantire un effetto analgesico e antinfiammatorio.

Powersonic permette di regolare intensità e tempi di trattamento in base alle esigenze del paziente. Può essere utilizzato sia dal paziente stesso, sia da un operatore professionale.

- Certificato per trattare 13 patologie a carico del sistema muscolo-scheletrico
- Ultrasuono da 1 MHz
- 3 livelli di intensità selezionabili
- Funzionamento con alimentatore medicale ed a batteria
- Potenza massima: 6,4W (con alimentatore collegato) e 3,2W (con batteria)
- Intensità massima sulla superficie: 1,6W/cm² (con alimentatore collegato) e 0,8W/cm² (con batteria)
- Fascio ultrasonico collimato
- Adatto all'uso esterno (no immersione)

Trattamenti:

- Dolore miofasciale
- Dolore lombare
- Tunnel cubitale
- Dolore muscolare
- Artrosi
- Stenosi lombare
- Tunnel carpale
- Epicondilite
- Sciatalgia
- Ulcere venose
- Epitrocleite
- Ulcere da pressione
- Tendinite

Dotazione:

- Dispositivo ad ultrasuoni Powersonic
- Alimentatore medicale
- Manuale d'uso
- Batteria Ni-Mh AAA850mAh 4.8 V
- Gel per ultrasuoni