

GLUCOMETRO iHEALTH ALIGN BG1



GLUCOMETRO iHEALTH ALIGN - BG1 Economico, di dimensioni molto ridotte, tecnologicamente avanzato e affidabile. Un modo pratico per misurare il livello di glucosio nel sangue e trasmettere i dati su telefono. Fornito con 10 lancette, penna pungidito, 2 batterie al litio CR1620, 10 guaine protettive per smartphone, borsetta. App iHealth Gluco-Smart disponibile in GB, FR, IT, ES, DE, CZ, SK, HR, TR, IR, CN, Arabo. Consente di gestire tutti i dispositivi smart iHealth e registrare le relazioni tra i parametri.

Dimensioni apparecchio: 52x30x9,5 mm Metodo misurazione: tecnologia amperometrica con glucosio deidrogenasi (FAD/GDH) Intervallo risultati: 20 mg/dL~600 mg/dL (1,1 mmol/L~33,3 mmol/L) Alimentazione: CC 3,0, CR 1620 Campione sangue: sangue intero capillare Volume sangue: Min. 0,5 micro litri