


GLUCOMETRO iHEALTH BG5 - senza strisce



KIT GLUCOMETRO iHEALTH GLUCO+ BG5s SMART Glucometro tascabile, ergonomico e wireless con tecnologia avanzata e grande affidabilità. Il sistema di controllo della glicemia wireless è un modo pratico per misurare e registrare i livelli di glucosio nel sangue dal dispositivo portatile. - visualizza subito i risultati sul dispositivo wireless - salva fino a 500 risultati di test sul dispositivo wireless - imposta promemoria e visualizza le tendenze dei livelli di glucosio e insulina con diverse modalità - traccia automaticamente la quantità e la data di scadenza delle strisce di test, senza bisogno di calcolo o di un codice - funziona on-line e off-line e carica i dati automaticamente ad ogni connessione. Il kit comprende 10 lancette, penna pungidito, cavo di ricarica USB e valigetta per il trasporto. App iHealth Gluco-Smart disponibile in GB, FR, IT, ES, DE, CZ, SK, HR, TR, IR, CN, Arabic. Consente di gestire tutti i dispositivi smart iHealth e registrare le relazioni tra i parametri.

Dimensioni apparecchio: 98x35x27,8 mm Metodo misurazione: tecnologia amperometrica con glucosio deidrogenasi (FAD/GDH) Intervallo risultati: 20 mg/dL~600 mg/dL (1,1 mmol/L~33,3 mmol/L) Alimentazione: CC 3,7 V Campione sangue: sangue intero capillare Volume sangue: Min. 0,5 micro litri