


GLUCOMETRO iHEALTH BG5 - senza strisce



KIT GLUCOMETRO iHEALTH GLUCO+ BG5s SMART

Glucometro tascabile, ergonomico e wireless con tecnologia avanzata e grande affidabilità.

Il sistema di controllo della glicemia wireless è un modo pratico per misurare e registrare i livelli di glucosio nel sangue dal dispositivo portatile.

- visualizza subito i risultati sul dispositivo wireless
- salva fino a 500 risultati di test sul dispositivo wireless
- imposta promemoria e visualizza le tendenze dei livelli di glucosio e insulina con diverse modalità
- traccia automaticamente la quantità e la data di scadenza delle strisce di test, senza bisogno di calcolo o di un codice
- funziona on-line e off-line e carica i dati automaticamente ad ogni connessione.

Il kit comprende 10 lancette, penna pungidito, cavo di ricarica USB e valigetta per il trasporto. App iHealth Gluco-Smart disponibile in GB, FR, IT, ES, DE, CZ, SK, HR, TR, IR, CN, Arabic. Consente di gestire tutti i dispositivi smart iHealth e registrare le relazioni tra i

parametri.

Il kit è ideale per pazienti diabetici che desiderano una soluzione moderna e smart per il controllo glicemico quotidiano. La sincronizzazione automatica dei dati permette inoltre una gestione più semplice delle informazioni sanitarie e il monitoraggio continuo dei parametri.

Il glucometro iHEALTH BG5 rappresenta una soluzione tecnologica avanzata per chi cerca precisione, semplicità d'uso e gestione digitale della glicemia.

FAQ - Domande e Risposte

Il glucometro si collega allo smartphone?

Sì, il dispositivo utilizza connessione Bluetooth tramite app iHealth dedicata.

È compatibile con Android e iPhone?

Sì, è compatibile con dispositivi iOS e Android supportati dall'app iHealth Gluco-Smart.

Serve molto sangue per la misurazione?

No, richiede un campione minimo di sangue capillare.

Le strisce reattive sono incluse?

No, questa versione viene fornita senza strisce reattive.

I dati vengono salvati automaticamente?

Sì, l'app registra automaticamente storico, statistiche e grafici delle misurazioni.

Glucometro iHEALTH BG5 wireless Bluetooth per monitoraggio glicemia tramite smartphone. Preciso, compatto e compatibile con app iHealth.

Dimensioni apparecchio: 98x35x27,8 mm

Metodo misurazione: tecnologia amperometrica con glucosio deidrogenasi (FAD/GDH)

Intervallo risultati: 20 mg/dL~600 mg/dL (1,1 mmol/L~33,3 mmol/L)

Alimentazione: CC 3,7 V

Campione sangue: sangue intero capillare

Volume sangue: Min. 0,5 micro litri