

PANNOLONI SOFFISOF PULLUP - incontinenza forte - medio conf. 32 pz.



MUTANDINE SOFFISOF AIR DRY PANTS - TRASPIRANTE

- Taglia: Medium
- Circonferenza (cm): 70-110
- Per incontinenza alta - notte
- Minimo vendita: conf. da 32 (4 scatole da 8)

Mutandine assorbenti monouso, ideali per pazienti deambulanti, autosufficienti e attivi, con incontinenza lieve e moderata.

Ipoallergenici, dermoprotettivi, con controllo degli odori.

Il rivestimento esterno in morbido tessuto traspirante lascia respirare la pelle.

Fascia elastica ergonomica per massimo confort e maggiore vestibilità.

I morbidi elastici e le barriere girocoscia garantiscono la massima protezione contro le perdite.

L'indicatore di umidità a scomparsa graduale suggerisce il momento del cambio.

Pacco multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, Arabo.

Made in Italy.