

## **TUTA ANTIMANIPOLAZIONE PER PAZIENTI - Riutilizzabile**



### **TUTA ANTIMANIPOLAZIONE PER PAZIENTI**

- Unisex
- Verde

La tuta evita qualsiasi tipo di manipolazione da parte del paziente.

La cerniera lampo agevola le operazioni di pulizia del paziente da parte degli operatori.

Chiusura sul retro con cerniera lampo a doppio cursore e rinforzo finale.

Maniche lunghe con elastico morbido ai polsi e alle caviglie; cavallo con doppio rinforzo.

Tessuto 100% poliestere elasticizzato a nido d'ape.

Resistente al lavaggio con cloro a 38°C e in acqua con detergente a 90°C.

Peso: 200 g/m<sup>2</sup> ±5%.

Asciugatura rapida e termoregolazione.

>100 LAVAGGI: resistente al lavaggio con cloro a 38°C e in acqua con detergente a 90°C

Made in Italy.