

Batteria ed Elettrodi Adulti Physio Control CRplus



Batteria ed Elettrodi Adulti Physio Control CRplus

Physio Control CR Plus - Batteria CHARGE-PAK e 1 Set di Elettrodi Adulti

Questo set di ricambio include:

- Il CHARGE-PAK (Batteria), che alimenta la batteria interna del defibrillatore. Una volta caricata la batteria interna, il dispositivo può erogare fino a 30 scariche da 360 Joule. Il CHARGE-PAK deve restare inserito nel defibrillatore. Dopo l'utilizzo del dispositivo in un intervento di soccorso, è consigliata la sostituzione della batteria.
- Un set di elettrodi, o piastre, da sostituire dopo un intervento di soccorso oppure quando è stata superata la data di scadenza indicata.

È importante controllare la scadenza degli elettrodi. Le piastre devono essere sostituite dopo circa due anni e mezzo, anche se non sono mai state utilizzate. La data di scadenza è riportata sulla parte frontale del Quik-Pak.

Il kit comprende inoltre:

- Istruzioni per la sostituzione
- Dissipatore di carica residua per lo smaltimento dei CHARGE-PAK esausti

La Batteria CHARGE-PAK e il Quik-Pak non sono venduti separatamente e devono essere sempre sostituiti insieme.

SKU: 11403-000002

Tipologia: Kit di ricambio Batteria ed elettrodi adulti

Adatto per modello: Physio-Control Lifepak CR express, Physio-Control Lifepak CR plus

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti: Adulti

FAQ - Domande e Risposte

Cosa include il kit?

Include una batteria CHARGE-PAK e un set di elettrodi adulti.

Con quali defibrillatori è compatibile?

È compatibile con i defibrillatori Physio-Control LIFEPAK CR Plus.

Batteria ed elettrodi possono essere acquistati separatamente?

No, devono essere sostituiti insieme come previsto dal produttore.

Gli elettrodi sono destinati a pazienti adulti?

Sì, il kit comprende elettrodi specifici per utilizzo su adulti.

Perché è importante sostituire il kit entro la scadenza?

Per garantire il corretto funzionamento del defibrillatore e la massima efficacia in caso di emergenza.

Batteria ed elettrodi adulti Physio Control CR Plus originali per defibrillatori LIFEPAK.

Kit completo di ricambio per mantenere il DAE sempre operativo.