

LUCCIOLA LED ARGENTA - metallo - blu



Lucciole professionali, utili alla diagnostica, a lampadina o a LED bianco con meccanismo di accensione a clip o a pulsante (25634).

I modelli Argenta ed Elegance sono in alluminio anodizzato, il modello Nova è in plastica ABS di alta qualità. Fornite con 2 batterie AAA 1,5 V.

Lucciola Argenta

Luce: LED

Intensità luce: 25.000 m

Materiale: metallo

Fornita con le batterie: 2 x AAA

Colore: blu

Sistema di accensione: CLIP taschino

Made in Germany.