

ABBASSALINGUA LEGNO STERILI conf. 50 pz.



ABBASSALINGUA IN LEGNO - STERILE - conf. da 50

Abbassalingua medicale in legno di betulla di alta qualità, con bordi accuratamente rifiniti 150x18x1,6 mm. Confezionati in singola bustina di carta, sterili.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabo

Gli abbassalingua sterili in legno sono dispositivi monouso utilizzati durante visite mediche, controlli diagnostici e procedure ambulatoriali. Realizzati in legno di betulla di alta qualità con bordi accuratamente rifiniti, garantiscono comfort e sicurezza durante l'utilizzo su adulti e bambini.

Ogni abbassalingua è confezionato singolarmente in bustina sterile, assicurando elevati standard igienici e riducendo il rischio di contaminazione. Ideali per studi medici, ambulatori, pronto soccorso, pediatria e strutture sanitarie, rappresentano uno strumento pratico per l'ispezione del cavo orale e della gola.

La superficie liscia e resistente consente una manipolazione semplice e confortevole sia per il medico che per il paziente. La confezione da 50 pezzi è perfetta per utilizzo professionale frequente in ambito sanitario.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa servono gli abbassalingua in legno?

Servono per esaminare bocca e gola durante visite mediche e controlli diagnostici.

Gli abbassalingua sono sterili?

Sì, ogni pezzo è confezionato singolarmente in bustina sterile.

Sono monouso?

Sì, sono progettati per utilizzo singolo professionale.

Il legno è rifinito in modo sicuro?

Sì, i bordi sono lisci e accuratamente rifiniti per maggiore comfort.

Sono adatti per studi medici e ambulatori?

Sì, sono ideali per utilizzo sanitario professionale.

Abbassalingua in legno sterili monouso conf. 50 pezzi.

Dispositivi medici per visite diagnostiche, ambulatori, studi medici e controllo del cavo orale.