

## **ABBASSALINGUA IN PLASTICA - adulto/pediatrico - non sterile conf. 100 pz.**



### **ABBASSALINGUA IN PLASTICA ADULTO/PEDIATRICO NON STERILE**

- Abbassalingua - conf. da 100

Abbassalingua traslucidi in polistirolo con forma curva e bordi lisci.

Un'estremità nella misura per adulti e un'estremità in quella per bambini.

Senza lattice né PVC.

La forma ricurva consente una visualizzazione ottimale durante la visita, evitando che la mano dell'esaminatore impedisca la visuale

- Dimensioni bambino 15 mm
- Dimensioni adulto 20 mm
- Lungh. 150 mm