

ABBASSALINGUA IN PLASTICA - adulto/pediatrico - sterile (20 scatole da 90) conf. 1800 pz.



ABBASSALINGUA IN PLASTICA ADULTO/PEDIATRICO STERILE

- Abbassalingua - conf. da 1.800 (20 scatole da 90)

Abbassalingua traslucidi in polistirolo con forma curva e bordi lisci.

Un'estremità nella misura per adulti e un'estremità in quella per bambini.

Senza lattice né PVC.

La forma ricurva consente una visualizzazione ottimale durante la visita, evitando che la mano dell'esaminatore impedisca la visuale

- Dimensioni bambino 15 mm
- Dimensioni adulto 20 mm
- Lungh. 150 mm

Il modello sterile (ossido di etilene) è confezionato singolarmente in buste con apertura peel-open.