

LACCIO EMOSTATICO MILITARE - arancione



LACCIO EMOSTATICO MILITARE - arancione

Utilizzato principalmente per fermare emorragie massicce degli arti sul campo o in condizioni di emergenza preospedaliera.

Monouso, facile da usare, applicabile con una mano dal paziente stesso o da un primo soccorritore.

Migliora l'efficienza dell'emostasi.

Consente la regolazione rapida e semplice della pressione.

Adatto per arti superiori e inferiori.

In tessuto sintetico con fibbia in materiale termoplastico e argano sicuro.

Dimensioni: 95x4 cm.

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.