

## **LUCCIOLA ARGENTA - metallo -argento**



Lucciole professionali, utili alla diagnostica, a lampadina o a LED bianco con meccanismo di accensione a clip o a pulsante (25634).

I modelli Argenta ed Elegance sono in alluminio anodizzato, il modello Nova è in plastica ABS di alta qualità. Fornite con 2 batterie AAA 1,5 V.

Lucciola Argenta

Luce: lampadina

Intensità luce: 4,5 lux

Materiale: metallo

Fornita con le batterie: 2 x AAA

Colore: argento

Sistema di accensione: CLIP taschino

Made in Germany.