

LACCIO EMOSTATICO GIMA velcro



LACCI EMOSTATICI GIMA

- Modello: Laccio emostatico GIMA
- Materiale: Laccio gomma, rivestim. terilene
- Colore: giallo
- Lunghezza: 40 cm
- Larghezza: 2,5 cm
- Sistema di bloccaggio: velcro

Soluzioni semplici ed efficienti in ambito medico.

Velcro: per una facile chiusura

Scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, Arabo.