

LACCIO EMOSTATICO JETPULL BABY - con fermo



LACCI EMOSTATICI JETPULL 2 CON RILASCIO GRADUALE

- JETPULL BABY
- Materiale: Poliestere/gomma
- Colore: Disegni bambino
- Lunghezza: 56 cm
- Larghezza: 2,4 cm
- Sistema di bloccaggio: sistema doppio: rilascio istantaneo e graduale
- Origine: Germania

Facile da usare, manovrabilità con una sola mano.

Il sofisticato sistema a due bottoni consente un'apertura facile del sistema di chiusura con due opzioni: a rilascio istantaneo o graduale, anche sotto tensione.

Il sistema di chiusura è realizzato in plastica medica di alta qualità (senza PVC).

Nastro speciale che evita irritazioni alla pelle.

Lavabile a 60/90°C e autoclavabile.