

LACCIO EMOSTATICO STRIP - velcro



LACCI EMOSTATICI GIMA

- Modello: Laccio emostatico STRIP-VELCRO
- Materiale: velcro
- Colore: verde
- Lunghezza: 45 cm
- Larghezza: 2,5 cm
- Sistema di blocco: Velcro + anello: uso con una sola mano

Soluzioni semplici ed efficienti in ambito medico.

Velcro con fibbia a "D": laccio emostatico in nylon applicabile con una sola mano, anche dallo stesso paziente, tramite fibbia a "D" in plastica

Scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, Arabo.