

## **LACCIO EMOSTATICO FAST - LATEX FREE - azzurro**



### **LACCI EMOSTATICI GIMA**

- Modello: Laccio emostatico FAST - latex free
- Materiale: Laccio spandex, rivestim. terilene
- Colore: blu
- Lunghezza: 40,5 cm
- Larghezza: 3 cm
- Sistema di blocco: Sistema unico - rilascio istantaneo

Soluzioni semplici ed efficienti in ambito medico.

Sistema di bloccaggio con rilascio istantaneo

Scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, Arabo.