

## **LACCIO EMOSTATICO FAST - verde**



### **LACCI EMOSTATICI GIMA**

- Modello: Laccio emostatico FAST
- Materiale: Laccio gomma, rivestim. terilene
- Colore: verde
- Lunghezza: 40,5 cm
- Larghezza: 3 cm
- Sistema di blocco: Sistema unico - rilascio istantaneo

Soluzioni semplici ed efficienti in ambito medico.

Sistema di bloccaggio con rilascio istantaneo

Scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, Arabo.