

LACCIO EMOSTATICO FAST - margherite



LACCI EMOSTATICI GIMA

- Modello: Laccio emostatico FAST
- Materiale: Laccio gomma, rivestim. terilene
- Colore: margherite
- Lunghezza: 40,5 cm
- Larghezza: 3 cm
- Sistema di blocco: Sistema unico - rilascio istantaneo

Soluzioni semplici ed efficienti in ambito medico.

Sistema di bloccaggio con rilascio istantaneo

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, FI, LT , CZ, HU, GR