

LACCIO EMOSTATICO FAST - spazio



LACCI EMOSTATICI GIMA

- Modello: Laccio emostatico FAST
- Materiale: Laccio gomma, rivestim. terilene
- Colore: spazio
- Lunghezza: 40,5 cm
- Larghezza: 3 cm
- Sistema di blocco: Sistema unico - rilascio istantaneo

Soluzioni semplici ed efficienti in ambito medico.

Sistema di bloccaggio con rilascio istantaneo

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, NL, DK, PL, EE, SI, RO