

## LACCIO EMOSTATICO A NASTRO - monouso, senza lattice, 25 tagli conf. 25 pz.



LACCIO EMOSTATICO A NASTRO - latex free - monouso - conf. da 25

Laccio emostatico a nastro, monouso, latex free, fabbricato in TPE con superficie punteggiata.

Ogni confezione contiene 25 lacci pre-tagliati 42x2,5 cm spessi 0.636 mm.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, HU, Arabo.