

Solenoide cilindrico CIL-MAG - Applicatore per magnetoterapia



Solenoide cilindrico CIL-MAG

Solenoide cilindrico professionale (diametro: 25 cm), leggero e trasportabile, per il trattamento degli arti.

Accessorio originale I-Tech progettato per eseguire trattamenti di magnetoterapia in modo pratico, confortevole ed efficace. Grazie alla sua forma cilindrica e al diametro di 25 cm, consente di trattare facilmente gli arti superiori e inferiori, distribuendo il campo magnetico in maniera uniforme.

Leggero e facilmente trasportabile, il CIL-MAG è pensato sia per l'utilizzo professionale sia domiciliare ed è compatibile con i dispositivi I-Tech dedicati alla magnetoterapia.

La struttura ergonomica permette di posizionare comodamente il braccio o la gamba all'interno dell'applicatore, favorendo sedute terapeutiche pratiche e confortevoli.

Realizzato con materiali resistenti e di qualità, rappresenta un accessorio affidabile per completare il proprio sistema di magnetoterapia.

FAQ - Domande Frequenti

A cosa serve il CIL-MAG?

È un applicatore cilindrico progettato per effettuare trattamenti di magnetoterapia sugli arti.

Qual è il diametro dell'applicatore?

Il CIL-MAG ha un diametro di 25 cm.

È un prodotto originale I-Tech?

Sì, è un accessorio originale I-Tech compatibile con i dispositivi previsti dal produttore.

Può essere utilizzato a casa?

Sì, è adatto sia all'utilizzo domiciliare sia professionale.

Quali parti del corpo possono essere trattate?

È ideale per il trattamento di braccia, avambracci, gambe e altre aree degli arti compatibili con il diametro dell'applicatore.

CIL-MAG Applicatore per Magnetoterapia originale I-Tech.

Solenoide cilindrico professionale da 25 cm, leggero e pratico, ideale per il trattamento degli arti con dispositivi di magnetoterapia.