

Elettrodo 50x90mm jack 2mm, 4pz



Elettrodo 50x90mm jack 2mm, 4pz

Elettrodo quadrato 50x90 mm con attacco a jack 2 mm. La busta contiene 4 elettrodi.

L'Elettrodo 50x90mm jack 2mm, 4pz è un accessorio destinato ai trattamenti di elettroterapia e magnetoterapia compatibili con connessione jack da 2 mm. La confezione comprende quattro elettrodi quadrati da 50x90 mm, progettati per garantire una corretta adesione alla pelle e un'efficace trasmissione degli impulsi durante le sedute terapeutiche.

Grazie al formato compatto e all'attacco standard jack da 2 mm, questi elettrodi risultano compatibili con numerosi dispositivi che utilizzano questo tipo di connessione. Sono indicati sia per l'utilizzo domiciliare sia in ambito professionale, nel rispetto delle indicazioni del produttore dell'apparecchiatura.

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

A cosa servono gli elettrodi 50x90 mm con jack da 2 mm?

Sono utilizzati per trasmettere gli impulsi elettrici dei dispositivi di elettroterapia e magnetoterapia al corpo durante il trattamento.

Con quali apparecchi sono compatibili?

Sono compatibili con apparecchi che utilizzano un collegamento con attacco jack da 2 mm. Si consiglia sempre di verificare la compatibilità con il proprio dispositivo.

Quanti elettrodi sono inclusi nella confezione?

La confezione contiene 4 elettrodi quadrati da 50x90 mm.

Gli elettrodi sono riutilizzabili?

Sì, possono essere riutilizzati fino a quando mantengono un'adeguata capacità adesiva e prestazioni ottimali, seguendo le istruzioni del produttore.

Elettrodo quadrato 50x90 mm con attacco jack da 2 mm.

Confezione da 4 elettrodi compatibili con dispositivi per elettroterapia e magnetoterapia.