

Gel 260 ml, ultrasuono/elettroterapia



Gel 260 ml, ultrasuono/elettroterapia

Il Gel 260 ml per Ultrasuono ed Elettroterapia è un gel conduttivo originale I-Tech, studiato per garantire la corretta trasmissione degli ultrasuoni e degli impulsi elettrici durante i trattamenti fisioterapici ed elettromedicali.

Grazie alla sua formulazione specifica, favorisce un contatto uniforme tra il manipolo o gli elettrodi e la pelle, contribuendo a migliorare l'efficacia del trattamento e il comfort del paziente.

Il pratico flacone da 260 ml è ideale sia per l'utilizzo professionale in studi fisioterapici e centri medici sia per l'impiego domiciliare con dispositivi compatibili.

Il gel si distribuisce facilmente sulla cute, non lascia residui e può essere rimosso rapidamente al termine della seduta.

FAQ - Domande Frequenti

A cosa serve questo gel conduttivo?

È utilizzato per migliorare la trasmissione degli ultrasuoni e degli impulsi elettrici durante i trattamenti di ultrasuonoterapia ed elettroterapia.

Qual è il formato della confezione?

Il prodotto è disponibile in un pratico flacone da 260 ml.

È compatibile con tutti i dispositivi?

Può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi per ultrasuono ed elettroterapia che richiedono un gel conduttivo.

Il gel è facile da rimuovere?

Sì, al termine del trattamento può essere rimosso facilmente dalla pelle.

È adatto sia all'uso professionale che domestico?

Sì, il gel è indicato sia per fisioterapisti e operatori sanitari sia per chi utilizza dispositivi elettromedicali a casa.

Gel conduttivo I-Tech da 260 ml per ultrasuono ed elettroterapia.

Garantisce un'ottima trasmissione degli impulsi, facile da applicare e ideale per uso professionale e domiciliare.