

Manipolo/Elettrodo bipolare, jack 2mm



Manipolo/Elettrodo bipolare, jack 2mm

Il Manipolo/Elettrodo Bipolare Jack 2 mm è un accessorio originale I-Tech progettato per trattamenti di elettroterapia e fisioterapia che richiedono un'applicazione precisa degli impulsi elettrici.

Dotato di connessione jack da 2 mm, è compatibile con i dispositivi I-Tech predisposti per questo tipo di collegamento. Il manipolo consente di effettuare trattamenti localizzati grazie ai due elettrodi sferici, favorendo un'applicazione pratica e accurata nelle aree interessate.

Realizzato con materiali resistenti e di qualità, offre una presa ergonomica che facilita l'utilizzo sia in ambito professionale sia domiciliare.

È ideale come ricambio o accessorio per mantenere sempre efficiente il proprio dispositivo di elettroterapia.

FAQ - Domande Frequenti

A cosa serve il Manipolo/Elettrodo Bipolare?

È utilizzato per eseguire trattamenti localizzati di elettroterapia attraverso due elettrodi sferici.

Che tipo di connessione utilizza?

Il manipolo è dotato di attacco jack da 2 mm.

È un accessorio originale I-Tech?

Sì, si tratta di un prodotto originale I-Tech.

Con quali dispositivi è compatibile?

È compatibile con i dispositivi che prevedono un collegamento tramite jack da 2 mm.

Può essere utilizzato sia in ambito professionale che domestico?

Sì, è adatto sia ai professionisti del settore sia agli utenti che utilizzano apparecchi elettromedicali a casa.

Manipolo Elettrodo Bipolare Jack 2 mm originale I-Tech per elettroterapia.

Accessorio con elettrodi sferici per trattamenti localizzati, compatibile con dispositivi dotati di connessione jack 2 mm.