

ZOCCOLI ROSSI - senza fori con cinturino - 1 paio



ZOCCOLI PROFESSIONALI GIMA PRODUZIONE ITALIANA

- TOMAIA NON FORATA
- CON LACCETTO
- materiale antistatico direttamente iniettato nella mescola polimerica
- fori sulla suola per aerazione e traspirazione
- suola antiscivolo sicura anche su pavimenti bagnati
- lavabili in lavatrice, sterilizzabili a 134°C
- disponibili con laccetto di sicurezza
- confezionati singolarmente in scatola di cartone
- senza lattice