

ZOCCOLI SANITARI VERDI - con fori e cinturino - 1 paio



ZOCCOLI SANITARI VERDI - con fori e cinturino

ZOCCOLI PROFESSIONALI GIMA PRODUZIONE ITALIANA

- tomaia forata
- con laccetto
- materiale antistatico direttamente iniettato nella mescola polimerica
- fori sulla suola per aerazione e traspirazione
- suola antiscivolo sicura anche su pavimenti bagnati
- lavabili in lavatrice, sterilizzabili a 134°C
- disponibili con laccetto di sicurezza
- confezionati singolarmente in scatola di cartone
- senza lattice

Zoccoli Sanitari Verdi con Fori e Cinturino per Uso Professionale

Gli zoccoli sanitari verdi con fori e cinturino sono una soluzione pratica e confortevole per professionisti del settore sanitario, assistenziale, alimentare e laboratoristico. Realizzati in materiale polimerico resistente e leggero, offrono comfort durante l'intera giornata lavorativa, favorendo una corretta postura e riducendo l'affaticamento del piede.

La struttura con fori di aerazione garantisce un'elevata traspirabilità, contribuendo a mantenere il piede asciutto anche durante un utilizzo prolungato. Il cinturino posteriore di sicurezza assicura una maggiore stabilità durante la camminata, adattandosi alle diverse esigenze operative.

Il materiale antistatico e la suola antiscivolo rendono questi zoccoli particolarmente indicati per ambienti professionali dove sicurezza e igiene rappresentano requisiti fondamentali. Inoltre, possono essere facilmente lavati e sterilizzati fino a 134°C, favorendo il rispetto degli standard igienico-sanitari richiesti nelle strutture sanitarie.

Ideali per ospedali, cliniche, ambulatori, case di cura, laboratori e studi professionali, rappresentano una calzatura affidabile, resistente e progettata per l'utilizzo quotidiano.

FAQ - Domande e Risposte

Gli zoccoli sono dotati di cinturino di sicurezza?

Sì, dispongono di cinturino posteriore regolabile per una maggiore stabilità.

Sono adatti al personale sanitario?

Sì, sono progettati per medici, infermieri, OSS e operatori sanitari.

Possono essere sterilizzati?

Sì, possono essere sterilizzati fino a 134°C.

La suola è antiscivolo?

Sì, la suola offre una buona aderenza anche su superfici bagnate.

I fori favoriscono la traspirazione?

Sì, i fori di ventilazione migliorano il ricambio d'aria e il comfort del piede.

Zoccoli sanitari verdi con fori e cinturino, antiscivolo, antistatici e sterilizzabili.
Ideali per ospedali, ambulatori e professionisti sanitari.