

OROLOGIO PER INFERMIERI con scatola alluminio - rotondo - bianco



Orologio da infermiere, rotondo, con scatola di alluminio

Colore: bianco

Orologi da infermiere in silicone con spilla da balia.

Adatti per la rilevazione del battito e del polso dei pazienti e per misurare il tempo di sterilizzazione dei prodotti.

Conformi alle attuali normative che vietano agli infermieri di indossare orologi da polso.

Quadrante orologio 35 mm, lunghezza orologio 85 mm.

Durata batteria: 12-15 mesi dal giorno di primo utilizzo.

Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, Arabo.