

## OROLOGIO PER INFERMIERI DIGITALE - blu



Orologio digitale da infermiere

Colore: blu

Orologio per infermieri in silicone con spilla da balia.

Adatti per la rilevazione del battito e del polso dei pazienti e per misurare il tempo di sterilizzazione dei prodotti.

Conformi alle attuali normative che vietano agli infermieri di indossare orologi da polso.

- Quadrante dell'orologio: 35 mm
- Lunghezza dell'orologio: 85 mm
- Manuale: GB, FR, IT, ES