

FORBICI PER BENDE UTILITY - 16,5 cm - blu conf. 10 pz.



FORBICI PER BENDE UTILITY - 16,5 cm

Forbici utility in acciaio inox per bende, con impugnatura in plastica colorata per massimizzare il comfort.

- Dimensioni: 16,5 cm - 6.5"
- Colore del manico: blu
- Confezione da 10 pezzi

Adatte ad ogni esigenza, le forbici per il primo soccorso tagliano facilmente le bende, il cuoio e il gesso.

Autoclavabili a 136°C.

Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

Le Forbici per Bende Utility 16,5 cm Blu sono strumenti professionali progettati per il taglio rapido e sicuro di bende, garze, indumenti e gessi durante le operazioni di primo soccorso e assistenza sanitaria. Sono ideali per ospedali, ambulanze, studi medici e kit di emergenza.

Realizzate in acciaio inox, garantiscono elevata resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. L'impugnatura ergonomica in plastica di colore blu offre una presa comoda e sicura, migliorando il comfort anche durante un utilizzo prolungato.

La particolare punta smussa permette di scorrere facilmente sotto le bende senza danneggiare la pelle del paziente, rendendo queste forbici adatte alle principali operazioni di medicazione e rimozione delle fasciature.

Sono autoclavabili fino a 136 °C, caratteristica che ne consente la sterilizzazione e il riutilizzo in ambienti sanitari professionali.

FAQ - Domande Frequenti

Qual è la lunghezza delle forbici?

Le forbici misurano 16,5 cm (6,5").

Di quale materiale sono realizzate?

Sono costruite in acciaio inox con impugnatura ergonomica in plastica blu.

Per quali utilizzi sono indicate?

Sono ideali per tagliare bende, garze, indumenti e gessi durante le operazioni di primo soccorso.

Possono essere sterilizzate?

Sì, sono autoclavabili fino a 136 °C.

Quante forbici sono incluse nella confezione?

La confezione contiene 10 pezzi.

Forbici per Bende Utility 16,5 cm Blu in acciaio inox, autoclavabili fino a 136 °C, con punta smussa per il taglio sicuro di bende, garze e gessi.