

CONTENITORE RIFIUTI 30 litri - coperchio doppio



CONTENITORI RIFIUTI - 3 misure

Contenitori per smaltire rifiuti ospedalieri speciali, in 3 misure, con 2 coperchi diversi.

CONTENITORI RIFIUTI LINEA SC

- Capacità: Contenitore 30 l
- Coperchio: doppio
- Portata max kg: 15
- Misura: 40x30xh 39 cm
- estremamente solidi, resistenti agli urti sia ad alte che a basse temperature
- chiusura ermetica tramite il collante perimetrale sul coperchio (singolo o doppio)
- maniglie laterali e centrali testate per il doppio della portata massima
- impilabilità fino a un massimo di 3 m a pieno carico
- conformità: ISO 23907-1:2019

Made in Italy.