

CONTENITORE RIFIUTI TAGLIENTI POCKET conf. 70 pz.



CONTENITORE RIFIUTI TAGLIENTI POCKET 0,4 l - 12,3x6,2xh 16,5 cm

Contenitore monouso per smaltire rifiuti appuntiti e taglienti.

La chiusura definitiva e inviolabile che impedisce la fuoriuscita di rifiuti e l'alta resistenza del contenitore garantiscono la massima qualità e sicurezza.

Dotato del sistema brevettato di doppia apertura, è utilizzabile con una sola mano.

La doppia apertura include un lato per smaltire aghi e penne da insulina e un lato con apertura grande per smaltire siringhe intere.

CARATTERISTICHE:

Formato tascabile

Forma ergonomica

Pratico sistema di apertura

Rimozione aghi

Dispositivo rimozione penne da insulina

Livello riempimento massimo

Resistenza agli urti

Resistenza alle perforazioni

Maniglia robusta

Possibile aggancio laterale

Autoclavabile a 134°C per 18'

Nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento

Made in Italy.