

CONTENITORE RIFIUTI TAGLIENTI DISPO - 0,5 litri conf. 187 pz.



CONTENITORE RIFIUTI TAGLIENTI DISPO 0,5 l - 8,3x h 15,1 cm

Contenitore monouso di forma conica, resistente alle perforazioni, per smaltire rifiuti appuntiti e taglienti.

La chiusura definitiva e inviolabile che impedisce la fuoriuscita di rifiuti e l'alta resistenza del contenitore garantiscono la massima qualità e sicurezza.

Chiusura provvisoria e definitiva con ampia apertura per lo smaltimento di rifiuti voluminosi, tre tacche per la rimozione di aghi e penne da insulina.

CARATTERISTICHE:

Formato tascabile

Pratico sistema di apertura

Rimozione aghi

Dispositivo rimozione penne da insulina

Livello riempimento massimo

Resistenza agli urti

Resistenza alle perforazioni

Maniglia robusta

Possibile aggancio laterale

Autoclavabile a 134°C per 18'

Nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento

Made in Italy.