

Contenitore Rifiuti Taglienti Linea CS Plus - 22 Litri (Conf. 10 pz)



CONTENITORI RIFIUTI TAGLIANTI LINEA CS PLUS

- CS Plus 22 I - 37,5x27,2xh 34,5 cm

Gamma completa di contenitori per smaltire rifiuti appuntiti o taglienti.

Dotati di chiusura provvisoria e definitiva, chiusura ermetica certificata, non rilasciano emissioni nocive durante l'incenerimento.

Marchio UN per il trasporto di materiali pericolosi.

- pratico sistema di apertura
- chiusura provvisoria e definitiva
- rimozione aghi
- dispositivo di rimozione penne da insulina
- livello riempimento massimo
- resistenza agli urti

- resistenza alle perforazioni
- facilità di utilizzo facilità di montaggio
- eccellente stabilità
- forma quadrata o rotonda
- maniglia robusta per facilitare il trasporto
- etichetta personalizzabile per grandi quantitativi
- autoclavabili a 134°C per 18'
- nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento

Made in Italy.

Il contenitore per rifiuti taglienti Linea CS Plus da 22 litri è progettato per la raccolta e lo smaltimento sicuro di aghi, lame, cannule e altri rifiuti sanitari taglienti o appuntiti. Realizzato secondo gli standard per l'utilizzo in strutture sanitarie, ambulatori, laboratori e studi medici, garantisce massima sicurezza durante l'utilizzo, il trasporto e lo smaltimento.

Il contenitore è dotato di chiusura provvisoria e chiusura definitiva ermetica certificata, che impedisce fuoriuscite accidentali e assicura un isolamento sicuro dei materiali pericolosi. La struttura resistente è progettata per evitare perforazioni e garantire stabilità anche in presenza di rifiuti appuntiti.

Il sistema di apertura integrato consente la rimozione sicura di aghi e penne da insulina, facilitando l'utilizzo quotidiano da parte degli operatori sanitari. Inoltre, il contenitore è progettato per non rilasciare emissioni nocive durante l'incenerimento, assicurando uno smaltimento conforme alle normative.

La forma stabile e la maniglia robusta per il trasporto permettono una gestione pratica del contenitore anche quando è pieno. Il prodotto è autoclavabile fino a 134°C per 18 minuti, garantendo elevati standard igienici.

Caratteristiche principali

- Capacità: 22 litri
 - Dimensioni: 37,5 × 27,2 × 34,5 cm
 - Chiusura provvisoria e definitiva ermetica certificata
 - Sistema di rimozione aghi e penne da insulina
 - Elevata resistenza a perforazioni e urti
 - Livello massimo di riempimento indicato
 - Maniglia robusta per il trasporto
 - Autoclavabile a 134°C per 18 minuti
 - Nessuna emissione di gas nocivi durante l'incenerimento
 - Made in Italy
 - Confezione: 10 pezzi
-

FAQ - Domande frequenti

A cosa serve questo contenitore?

È progettato per la raccolta e lo smaltimento sicuro di rifiuti sanitari taglienti come aghi, cannule e lame.

Il contenitore è resistente alle perforazioni?

Sì, la struttura è progettata per resistere a perforazioni causate da oggetti appuntiti.

È possibile chiuderlo in modo definitivo?

Sì, dispone di una chiusura definitiva ermetica certificata che garantisce la sicurezza durante lo smaltimento.

Può essere sterilizzato?

Sì, il contenitore è autoclavabile fino a 134°C per 18 minuti.

Quanti contenitori sono inclusi nella confezione?

La confezione contiene 10 contenitori da 22 litri.

Contenitore rifiuti taglienti CS Plus da 22 litri per aghi e materiali sanitari. Chiusura ermetica certificata, resistente alle perforazioni. Confezione da 10 pezzi.