

## **CONTENITORE RIFIUTI TAGLIENTI MAGNUM 6,3 litri**



### **CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI LUNGHI**

- Magnum L 6.3 l - 17.2x12xh 61.7 cm

Contenitori monouso per eliminare oggetti lunghi fino a 72 cm, come pinze per biopsia e lame.

Grande apertura per l'eliminazione di oggetti ingombranti, chiusura provvisoria e definitiva, impugnatura ergonomica.

Autoclavabili a 134°C per 18'.

Made in Italy.