

CONTENITORE RIFIUTI TAGLIENTI MAGNUM XL 8,3 litri



CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI LUNGH

- Magnum XL 8.3 l - 17.2x12xh 84.5 cm

Contenitori monouso per eliminare oggetti lunghi fino a 72 cm, come pinze per biopsia e lame.

Grande apertura per l'eliminazione di oggetti ingombranti, chiusura provvisoria e definitiva, impugnatura ergonomica.

Autoclavabili a 134°C per 18'.

Made in Italy.