

SCHIZZETTONE SCHIMMELBUSCH 50 CC - metallo



SCHIZZETTONE SCHIMMELBUSCH 50 CC

SCHIZZETTONI SCHIMMELBUSCH IN OTTONE

- Schimmelbusch 50 cc
- Schizzettoni Schimmelbusch affidabili e precisi.
- Completi di 3 cannule e scodellino orecchiale.
- Confezionati in singola scatola di cartone.
- Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR.

Lo Schizzettone Schimmelbusch 50 cc è uno strumento professionale utilizzato principalmente per le procedure di irrigazione e lavaggio in ambito medico e ambulatoriale.

La particolare conformazione consente all'operatore di gestire l'erogazione del liquido in maniera controllata e precisa, rendendolo adatto alle attività che richiedono praticità e affidabilità durante le procedure di irrigazione.

La struttura robusta e il sistema di impugnatura sono pensati per agevolare l'utilizzo da parte del personale sanitario. È una soluzione indicata per ambulatori, studi medici, cliniche, ospedali e altre strutture sanitarie.

FAQ - Domande Frequenti

A cosa serve lo Schizzettone Schimmelbusch?

Viene utilizzato principalmente nelle procedure professionali di irrigazione e lavaggio in ambito sanitario.

È destinato a un utilizzo professionale?

Sì, è uno strumento pensato per l'impiego da parte di personale sanitario.

In quali strutture può essere utilizzato?

È indicato per ambulatori, studi medici, cliniche, ospedali e altre strutture sanitarie.

Lo schizzettone permette un'erogazione controllata?

Sì, la sua configurazione è studiata per consentire all'operatore di gestire il liquido durante la procedura in maniera pratica e controllata.

Schizzettone Schimmelbusch 50 cc in metallo per procedure professionali di irrigazione e lavaggio in ambulatori, cliniche e strutture sanitarie.